

# CO2 LED CURRING LIGHT



LAMPADA 5 WATTS CON TESTINA PIEGATA A 90°  
PER FACILITARE LA FOTOPOLIMERIZZAZIONE  
NELLE AREE DEI PREMOLARI E DEI MOLARI

**ORTEAM**  
orthodontic technologies

### **INTENSITÀ RADIANTE:**

1400-1600 MW / CM<sup>2</sup>

### **GAMMA DI LUNGHEZZA D'ONDA:**

440 ~ 480 NM

### **BATTERIA:**

UNA CARICA COMPLETA DI BATTERIA PUÒ ESSERE UTILIZZATA PIÙ  
DI 50 VOLTE PER UNA DURATA DI LAVORO DI 20 SECONDI

### **DIMENSIONI:**

23,5 CM DI LUNGHEZZA X 2,7 CM DI DIAMETRO; PESO; 160 GR.

### **TEMPI DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE:**

5, 10, 15, 20, 25, 30 SECONDI

### **COLORI:**

BLU, LAVANDA, VERDE, LIME, GIALLO, BIANCO E ROSA

### **MODALITÀ DI LAVORO:**

FULL, RAMPING, PULSE

### **RICARICA:**

DIRETTA DAL TRASFORMATORE PER UN FACILE TRASPORTO

### **ACCESSORI:**

SCUDO PROTETTIVO E GUAINA MONOUSO (100 PEZZI)

### **SISTEMA DI COMPENSAZIONE AUTOMATICA**

PER AVERE UNA POTENZA COSTANTE



**PER INFO CONTATTARE IL RESPONSABILE DI ZONA O  
ORTEAM | T. 02 66711227 | ORTEAMAIL@ORTEAM.IT  
----- WWW.ORTEAM.IT -----**