


# orthoplus<sup>®</sup>

dispositivi di educazione funzionale



Sviluppato in collaborazione  
con l'Università di Torino

(S·M·A·R·T)<sup>®</sup>  
SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVABLE REALISTIC TIMELY




Via Don Spada, 10/C - 20040 CAMBIAGO (MI) ITALY  
Tel. 02.950.676.91 - Fax 02.950.676.92  
e-mail: info@dentalsim.it - www.dentalsim.com



# (S.M.A.R.T)<sup>®</sup>

Azioni funzionali associate durante l'utilizzo dei monoblocchi occlusali di allineamento



## Caratteristiche

- La guida della lingua, lo spessore rinforzato molare, i doppi binari occlusali, la forma d'arcata ed i bumpers: le chiavi del concetto EF Line secondo Orthoplus<sup>®</sup> per le correzioni funzionali prima e durante il trattamento con i monoblocchi di allineamento
- Dynamic Springs<sup>®</sup> consente al paziente di stringere il dispositivo mentre indossa il preformato di allineamento per aumentare l'azione dentale
- Disponibili 2 versioni:
  - S.M.A.R.T ABC: per le beanze stimolando l'estrusione dei settori anteriori
  - S.M.A.R.T: per tutti gli altri casi
- Ogni versione è disponibile in due durezza
- Certificato senza ftalati né bisfenolo

## Indicazioni: S.M.A.R.T ABC - Open Bite

- Prima del trattamento con preformato di allineamento per favorire l'estrusione dei settori anteriori e la correzione della beanza

## Indicazioni: S.M.A.R.T - Normocclusione e Deep Bite

- Si utilizza prima o durante il trattamento con dispositivo di allineamento per associare i benefici delle correzioni funzionali alla azione meccanica

Durezza	S.M.A.R.T ABC	S.M.A.R.T
Morbido	D594 030	D594 032
Duro	D594 030H	D594 032H