

orthoplus[®]

Dispositivi di Educazione Funzionale



EF T Pro




Via Don Spada, 10/C - 20040 CAMBIAGO (MI) ITALY
Tel. 02.950.676.91
e-mail: info@dentalsim.it - www.dentalsim.com



EF T Pro

L'EF T Pro è il primo dispositivo della gamma EF Line con il torque sugli incisivi mascellari.



Caratteristiche

- Torque di 30° sugli incisivi sup.
- Indentazione su 3 e 4 sup ed inf come guida dell'eruzione.
- Classe I, Classe II moderata.
- 8 -12 anni.
- Riposo fisiologico.
- Disponibile unicamente trasparente ed i 2 taglie.

Indicazioni

- Trattamento degli overbite in dentatura mista.
- Liberazione dell'avanzamento mandibolare.
- Mantenimento della dimensione trasversale.
- Guida dell'eruzione.

Taglie	Riferimenti
EF T Pro Standard	D590 007
EF T Pro Petit	D590 007S

Questo dispositivo medico è prodotto e conforme ai requisiti normativi e regolamentari europei. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. In caso di dubbi o domande, consultare un operatore sanitario qualificato.